



Compact[®]
Peel



Système de microdermabrasion compact



La microdermabrasion avec Compact Peel

Avec le temps, cellules mortes et débris cellulaires s'accumulent à la surface de la peau. Ceux-ci ternissent le teint et nuisent à la pénétration des produits cosmétiques, ce qui diminue leur efficacité. De plus, avec l'âge, des taches pigmentaires, rides et ridules apparaissent et modifient notre apparence. Pour estomper ces imperfections, rien n'égale la microdermabrasion Compact Peel. Le visage retrouve alors toute sa perfection !



Découvrez les avantages

Traitement innovateur

Le Compact Peel se démarque par son traitement en deux phases, soit l'aspiration et la microdermabrasion.

- La phase d'aspiration sert à stimuler l'apport sanguin vers la surface de la peau, pour apporter des nutriments et de l'énergie aux cellules du tissu épidermique.
- La phase de microdermabrasion accélère le processus de régénération par la création d'un nouveau tissu épidermique sain d'allure plus jeune. La peau est plus consistante et les imperfections sont visiblement atténuées.

Système antirésidu CristalVac

Le système antirésidu CristalVac permet d'éliminer efficacement les traces de résidus sur la peau. Ce procédé unique aspire la fine poudre de corindon laissée sur la peau fraîchement exfoliée, ce qui procure un triple effet de microdermabrasion, de régénération et d'oxygénation de l'épiderme. Grâce à CristalVac, vos traitements sont hygiéniques, sécuritaires et efficaces.

Système antihumidité DryFlo

Souvent, de la condensation se forme dans les tubes, la pompe et la buse d'application des appareils de microdermabrasion conventionnels ce qui entraîne des blocages fréquents. Grâce à ses cristaux de silice, le système antihumidité DryFlo absorbe toute l'humidité pouvant circuler dans le système d'aspiration et de propulsion, prévenant ainsi les blocages et toute prolifération bactérienne.

Buse en titane et embouts jetables

La buse d'application du Compact Peel, faite d'un alliage de titane robuste, résiste de façon étonnante à l'usure causée par les cristaux. Elle ne se déforme donc pas et produit constamment un jet parapluie uniforme. Vous avez alors l'assurance d'un traitement de qualité, en douceur et sans perte de cristaux. De plus, l'utilisation d'embouts jetables, scellés et stériles prévient toute contamination et vous garantit un soin de microdermabrasion en toute sécurité.

Microcristaux de corindon

Contrairement aux peelings chimiques, la microdermabrasion avec microcristaux de corindon est non-agressive et naturelle. Le corindon utilisé par le Compact Peel est le deuxième minéral naturel le plus dur après le diamant. L'utilisation de ces microcristaux extrêmement durs, mais d'un diamètre très fin, permet de traiter tous les types de peaux et d'effectuer une microdermabrasion uniforme aux performances exceptionnelles. Le corindon est également la matière la plus stérile et hypoallergène sur le marché.

Pourquoi Compact Peel?

Compact, performant et accessible, le Compact Peel est un appareil indispensable pour toute professionnelle de l'esthétique. Les traitements de microdermabrasion qu'il procure rendent à la peau un aspect jeune et lumineux, que tous remarqueront. Avec ses deux phases de traitement, le Compact Peel intègre deux appareils en un. D'ailleurs, l'aspiration peut même être utilisée pour rehausser vos autres soins esthétiques. Facile à installer et à utiliser, le Compact Peel vous permet d'effectuer des soins de microdermabrasion efficaces en toute simplicité.



La perfection à votre portée !

Caractéristiques

Deux phases distinctes : aspiration (vacuum) et microdermabrasion

Système antihumidité DryFlo prévenant les blocages

Système antirésidu CristalVac permettant d'aspirer les cristaux restés sur la peau

Moteur avec pompe double

Ajustement de la pression par contrôle rotatif

Pièce à main en titane résistante à l'usure

Embouts jetables et stériles

Microcristaux de corindon : 120 microns ; molécule extra fine et matière hypoallergène

Valve de pression permettant de nettoyer tous les tubes

Bloc d'alimentation 100-240 V universel intégré dans l'appareil

Rencontre les normes internationales

Garantie de 2 ans, formation et matériel publicitaire disponibles

Effets

Améliore la circulation sanguine et lymphatique

Stimule la régénération cellulaire

Élimine les cellules mortes et l'hyperkératinisation

Améliore l'éclat du teint

Réduit les rides, ridules et signes de vieillissement

Diminue les taches pigmentaires et uniformise le teint

Atténue les imperfections cutanées

Résultats

Avant



Après



Votre distributeur Compact Peel :

Le Compact Peel est fabriqué
par Dectro International
1 800 463.5566
info@dectro.com
www.dectro.com



66-336110
090521

Imprimé au Canada