

VitaPeel^{MC} Ion

Cristallisez votre beauté



Pour une **microdermabrasion**
confortable et efficace,
optez pour le système avancé
VitaPeel^{MC} Ion!

Le système VitaPeel^{MC} Ion révolutionne le marché de la microdermabrasion avec le mode Ion et les VitaPhase^{MC} IM et SM. Grâce à ces fonctions exclusives au VitaPeel^{MC} Ion, il vous est désormais possible d'offrir des soins complémentaires d'ionophorèse, de stimulomassage et d'ionomassage à votre clientèle !

Mode Ion

En utilisant un courant continu, le mode Ion vous permet de réaliser des soins spécifiques d'ionophorèse (ionisation/désincrustation). Alors que l'ionisation facilite la pénétration en profondeur des formules cosmétiques ionisables dans la peau; la désincrustation, par son effet hyperémiant et vasodilatateur, augmente le niveau de perméabilité de la peau et favorise un nettoyage cutané en profondeur. Ces soins ultra-performants peuvent être effectués à l'aide du dispositif VitaPhase^{MC} IM ou des électrodes multifonctions selon le besoin!

VitaPhase^{MC} IM

Le VitaPhase^{MC} IM (ionomassage) permet la réalisation de soins d'ionophorèse et de vibro-massages actifs en synergie avec le mode Ion. Il offre deux modes distincts: l'ionophorèse et la combinaison ionophorèse/vibro-massage. Après un soin de microdermabrasion, le fait de combiner le VitaPhase^{MC} IM à un gel apaisant ionisable à la polarité positive favorise une diminution des rougeurs, une réduction de l'effet de chaleur et un retour à un pH équilibré. De plus, utilisée avec le vibro-massage, l'ionophorèse permet une pénétration encore plus rapide des produits actifs et rehausse ainsi l'efficacité de vos soins.

VitaPhase^{MC} SM

Pour sa part, le VitaPhase^{MC} SM (stimulomassage) permet d'effectuer des soins de régénération cellulaire, de stimulation faciale avec courant pulsé, ainsi que des vibro-massages relaxants. Muni de 10 électrodes de stimulation et de 5 diodes électroluminescentes, il offre deux modes distincts: le vibro-massage relaxant et la combinaison stimulation faciale/vibro-massage. En synergie avec ces deux modes, l'émission de lumière rouge des diodes fournit une action revitalisante par effet de chromothérapie. Après une microdermabrasion avec le VitaPeel^{MC} Ion, rien de mieux que de détendre la cliente à l'aide d'un vibro-massage relaxant et d'optimiser l'effet de régénération cellulaire afin d'obtenir le maximum de résultats.

D'autres dispositifs VitaPhase^{MC} fonctionnant en synergie avec le VitaPeel^{MC} Ion sont également disponibles en option. Informez-vous!



Rehaussez l'efficacité
de vos soins de microdermabrasion
avec le système avancé
VitaPeel^{MC} Ion!



Votre distributeur

Dectro International • 1.800.463.5566 • info@dectro.com
Imprimé au Canada



66-330005

060726